

MEK-3DN

血液学质控品

NORMAL 正常值

2mL ASSAY SHEET

2mL分析单

LOT No	批号	B255N
EXP.DATE	有效期	5-Aug-25
OPEN VIAL STABILITY	开瓶稳定期	14DAYS

参数		区间	MEK-5103 -5105 -5204 -5207	MEK-5108 -5208	MEK-6108	MEK-5108 +QA -510V -5216	MEK-6108 +QA-610V	MEK-6318	MEK-8118	MEK-7222	MEK-8222
			分析值	分析值	分析值	分析值	分析值	分析值	分析值	分析值	分析值
白细胞WBC	10 ³ /μL	±0.8									
红细胞RBC	10 ⁶ /μL	±0.20									
血红蛋白HGB	g/dL	±0.5									
血细胞压积HCT	%	±3.0									
平均红细胞体积MCV	fL	±7.0									
平均红细胞血红蛋白含量MCH	pg	±2.4									
平均红细胞血红蛋白浓度MCHC	g/dL	±3.0									
血小板PLT	10 ³ /μL	±50									
平均血小板体积MPV	fL	±2.0									
红细胞分布宽度RDW	%	±3.0									
淋巴细胞百分比LY%	%	±10.0									
单核细胞百分比MO%	%	±5.0									
粒细胞百分比GR%	%	±10.0									
淋巴细胞LY	10 ³ /μL	±1.0									
单核细胞MO	10 ³ /μL	±0.4									
粒细胞GR	10 ³ /μL	±1.0									
稀释液			ISOTONAC		ISOTONAC	ISOTONAC-3		ISOTONAC-3			
溶血素			HEMOLYNAC-2		HEMOLYNAC-2	HEMOLYNAC-2		HEMOLYNAC-3			

参数		区间	MEK-6318	MEK-6400 -6410 -6420 -6450	MEK-7222	MEK-8222
			分析值	分析值	分析值	分析值
白细胞WBC	10 ³ /μL	±0.8		8.0		
红细胞RBC	10 ⁶ /μL	±0.20		4.89		
血红蛋白HGB	g/dL	±0.5		14.1		
血细胞压积HCT	%	±3.0		41.6		
平均红细胞体积MCV	fL	±7.0		85.0		
平均红细胞血红蛋白含量MCH	pg	±2.4		28.8		
平均红细胞血红蛋白浓度MCHC	g/dL	±3.0		33.9		
血小板PLT	10 ³ /μL	±50		251		
平均血小板体积MPV	fL	±2.0		5.3		
红细胞分布宽度RDW	%	±3.0		16.7		
淋巴细胞百分比LY%	%	±10.0		33.0		
单核细胞百分比MO%	%	±5.0		3.4		
粒细胞百分比GR%	%	±10.0		63.6		
淋巴细胞LY	10 ³ /μL	±1.0		2.6		
单核细胞MO	10 ³ /μL	±0.4		0.3		
粒细胞GR	10 ³ /μL	±1.0		5.1		
稀释液			ISOTONAC-3			
溶血素			HEMOLYNAC-3N			

注意:
 当用MEK-3DN做白细胞测定时如果出现重测或F5报警时,把白细胞阈值增加1后重新测定。
 然后恢复白细胞阈值到原来设定值,用于测定人血标本。
 当用MEK-3DN做白细胞测定时,如果LY%,MO%,LY和MO值没有显示(该栏为空)。则设置白细胞灵敏度为“4”再重新测定。当测定人血标本时,一定要把白细胞灵敏度设为“5”。
 *红细胞数是通过总数的四舍五入法或者保留二位小数来计算的。

NIHON KOHDEN CORPORATION日本光电工业株式会社
 1-31-4 NISHIOCHIAI,SHINJUKU-KU TOKYO 161-8560 JAPAN
 日本国东京都新宿区西落合1-31-4, 邮编: 161-8560
 0694-901840