

MEK-5DH	血液学 质控品	3.0mL
---------	------------	-------

HIGH高值
ASSAY SHEET分析单

批号	MEK5D255H
有效期	05 Aug 2025
开瓶稳定期	14 DAYS

参数	单位	区间	MEK -7222 ^{*2}	MEK -8222 ^{*1*2}	MEK -7222 ^{*2}	MEK -7300 ^{*2}	MEK -8222 ^{*1*2}	MEK -9100 ^{*2*3}
			分析值	分析值	分析值	分析值	分析值	分析值
白细胞WBC	10 ³ /μL	±2.2	•••••	•••••	25.0	24.9	24.4	25.63
中性粒细胞百分比 NE%	%	±10.0	•••••	•••••	62.7	62.7	62.7	62.88
淋巴细胞百分比 LY%	%	±10.0	•••••	•••••	20.9	20.9	20.9	23.11
单核细胞百分比 MO%	%	±5.0	•••••	•••••	11.5	11.5	11.5	9.18
嗜酸性粒细胞百分比 EO%	%	±5.0	•••••	•••••	3.5	3.5	3.5	3.68
嗜碱性粒细胞百分比 BA%	%	±4.0	•••••	•••••	1.4	1.4	1.4	1.15
中性粒细胞NE	10 ³ /μL	±2.8	•••••	•••••	15.6	15.6	15.3	16.13
淋巴细胞LY	10 ³ /μL	±2.8	•••••	•••••	5.2	5.2	5.1	5.92
单核细胞MO	10 ³ /μL	±1.0	•••••	•••••	2.9	2.9	2.8	2.35
嗜酸性粒细胞EO	10 ³ /μL	±1.0	•••••	•••••	0.9	0.9	0.9	0.94
嗜碱性粒细胞BA	10 ³ /μL	±0.8	•••••	•••••	0.4	0.3	0.3	0.29
红细胞RBC	10 ⁶ /μL	±0.25	•••••	•••••	5.27	5.24	5.23	5.27
血红蛋白HGB	g/dL	±0.7	•••••	•••••	16.5	16.2	16.3	16.28
血细胞压积HCT	%	±4.0	•••••	•••••	52.6	51.1	49.7	57.8
平均红细胞体积 MCV	fL	±8.0	•••••	•••••	99.8	97.6	95.1	109.7
平均红细胞血红蛋白含量 MCH	pg	±2.8	•••••	•••••	31.3	30.9	31.2	30.9
平均红细胞血红蛋白浓度 MCHC	g/dL	±3.0	•••••	•••••	31.4	31.7	32.8	28.2
红细胞分布宽度 RDW ^{*3}	%	±4.0	•••••	•••••	13.8	14.6	14.0	15.1
血小板PLT	10 ³ /μL	±70	•••••	•••••	563	554	562	576.8
平均血小板体积 MPV	fL	±4.0	•••••	•••••	7.1	7.7	7.2	9.7
稀释液			ISOTONAC·3					
溶血素			HEMOLYNAC·3		HEMOLYNAC·3N			HEMOLYNAC·310
			HEMOLYNAC·5					

注意：
请勿在血细胞分析仪上使用表中未列到的血液质控品。

血液质控品储存温度一定要在2℃ - 8℃之间。

如果血液质控品的储存超过了温度范围，则LY%和LY的值会升高。

*1 请使用MEK-8222软件版本为02-03或以上。

*2 白细胞5分类差异的分析值用于MEK-CAL血液校准品光学校正时。

*3 RDW在MEK- 7300/-9100上显示为RDW-CV。



MEK-9100附带的手持条形码阅读器可读取以上QR码，并将分析值载入它的血液分析仪中。
“QR码”是DENSO WAVE INCORPORATED在日本和其他国家的注册商标。

日本光电工业株式会社
日本国东京都新宿区西落合1-31-4
邮编：161-8560



MEK-5DH



255H



2025-08-05



0694-901844