

MEK-CAL
血细胞分析仪用校准品
2.0mL

ASSAY SHEET

靶值表

批号	PLUS259
有效期	5 October '25
开封有效期	7 DAYS

参数		MEK -6318	MEK -7222	MEK -8222	MEK -6318	MEK -6400 -6410 -6420	MEK -7222	MEK -7300	MEK -8222	MEK -9100	MEK -6450
		分析值	分析值	分析值	分析值	分析值	分析值	分析值	分析值	分析值	分析值
WBC	10 ³ /μL	9.3	9.5	9.4	9.3	9.66	9.3
RBC	10 ⁶ /μL	4.63	4.61	4.64	4.60	4.60	4.63
HGB	g/dL	13.2	13.3	13.2	13.2	13.61	13.2
HCT	%	39.7	41.7	40.5	39.4	45.4	39.7
MCV	fL	85.8	90.5	87.2	85.6	98.8	85.8
MCH	pg	28.5	28.9	28.4	28.7	29.6	28.5
MCHC	g/dL	33.2	31.9	32.6	33.5	30.0	33.2
PLT	10 ³ /μL	231	234	237	236	244.4	231
稀释液		ISOTONAC·3									
溶血剂		HEMOLYNAC·3			HEMOLYNAC·3N				HEMOLYNAC·310	HEMOLYNAC·3N	
		—	HEMOLYNAC·5		—	HEMOLYNAC·5			HEMOLYNAC·510	—	

光学校准的理想峰值*1

参数	MEK -7222 -7300 -8222 -9100	
	分析值	
	FS	172
	FL	84
SD	113	
FS THR.	100	

MEK-9100 QR code *2



注意:

RBC是通过总数的四舍五入法或者保留二位小数来计算的。

*1 在调整样本类型设置界面下选择MEK-CAL模式，用MEK-CAL调节增益至最佳状态，然后

输入上面提供的FS、FL和SD理想峰值。

详细情况，请参阅操作手册。

*2 MEK-9100附带的手持条形码阅读器可读取以上QR码，并将分析值载入血细胞分析仪中。

“QR Code”是DENSO WAVE INCORPORATED在日本和其他国家的注册商标。

 日本光电工业株式会社
日本国东京都新宿区西落合1-31-4
邮编 161-8560



MEK-CAL



PLUS259



2025-10-05



0694-901833D