

MEK-CAL

血细胞分析仪用校准品
2.0mL

ASSAY SHEET

靶值表

批号	PLUS25X
有效期	5 November '25
开封有效期	7 DAYS

参数		MEK -6318	MEK -7222	MEK -8222	MEK -6318	MEK -6400 -6410 -6420	MEK -7222	MEK -7300	MEK -8222	MEK -9100	MEK -6450
		分析值	分析值	分析值	分析值	分析值	分析值	分析值	分析值	分析值	分析值
WBC	10 ³ /μL					8.9	9.0	8.9	8.8	9.12	8.9
RBC	10 ⁶ /μL					4.60	4.56	4.59	4.55	4.55	4.60
HGB	g/dL					13.2	13.2	13.2	13.1	13.45	13.2
HCT	%					39.7	41.4	40.2	39.1	44.7	39.7
MCV	fL					86.4	90.8	87.6	85.9	98.2	86.4
MCH	pg					28.7	28.9	28.8	28.8	29.6	28.7
MCHC	g/dL					33.2	31.9	32.8	33.5	30.1	33.2
PLT	10 ³ /μL					229	224	227	227	244.8	229
稀释液		ISOTONAC·3									
溶血剂		HEMOLYNAC·3		HEMOLYNAC·3N				HEMOLYNAC·310	HEMOLYNAC·3N		
		—	HEMOLYNAC·5	—	HEMOLYNAC·5			HEMOLYNAC·510	—		

光学校准的理想峰值*1

参数	MEK -7222 -7300 -8222 -9100
	分析值
FS	167
FL	88
SD	105
FS THR.	100

MEK-9100 QR code *2



注意:

RBC是通过总数的四舍五入法或者保留二位小数来计算的。

*1 在调整样本类型设置界面下选择MEK-CAL模式，用MEK-CAL调节增益至最佳状态，然后

输入上面提供的FS、FL和SD理想峰值。

详细情况，请参阅操作手册。

*2 MEK-9100附带的手持条形码阅读器可读取以上QR码，并将分析值载入血细胞分析仪中。

“QR Code” 是DENSO WAVE INCORPORATED在日本和其他国家的注册商标。



日本光电工业株式会社

日本国东京都新宿区西落合1-31-4

邮编 161-8560



MEK-CAL



PLUS25X



2025-11-05



0694-901833E