

MEK-5DH	血液学 质控品	3.0mL
---------	------------	-------

HIGH高值
ASSAY SHEET分析单

批号	MEK5D268H
有效期	05 Nov 2026
开瓶稳定期	14 DAYS

参数	单位	区间	MEK -7222 ^{*2}	MEK -8222 ^{*1+2}	MEK -7222 ^{*2}	MEK -7300 ^{*2}	MEK -8222 ^{*1+2}	MEK -9100 ^{*2+3}
			分析值	分析值	分析值	分析值	分析值	分析值
白细胞WBC	10 ³ /μL	±2.2	•••••	•••••	25.3	25.2	24.7	26.32
中性粒细胞百分比 NE%	%	±10.0	•••••	•••••	73.3	73.3	73.3	76.19
淋巴细胞百分比 LY%	%	±10.0	•••••	•••••	14.4	14.4	14.4	15.11
单核细胞百分比 MO%	%	±5.0	•••••	•••••	9.1	9.1	9.1	5.07
嗜酸性粒细胞百分比 EO%	%	±5.0	•••••	•••••	2.4	2.4	2.4	2.82
嗜碱性粒细胞百分比 BA%	%	±4.0	•••••	•••••	0.8	0.8	0.8	0.81
中性粒细胞NE	10 ³ /μL	±2.8	•••••	•••••	18.6	18.5	18.1	20.06
淋巴细胞LY	10 ³ /μL	±2.8	•••••	•••••	3.6	3.6	3.6	3.98
单核细胞MO	10 ³ /μL	±1.0	•••••	•••••	2.3	2.3	2.2	1.33
嗜酸性粒细胞EO	10 ³ /μL	±1.0	•••••	•••••	0.6	0.6	0.6	0.74
嗜碱性粒细胞BA	10 ³ /μL	±0.8	•••••	•••••	0.2	0.2	0.2	0.21
红细胞RBC	10 ⁶ /μL	±0.25	•••••	•••••	5.35	5.31	5.30	5.42
血红蛋白HGB	g/dL	±0.7	•••••	•••••	16.5	16.3	16.4	16.48
血细胞压积HCT	%	±4.0	•••••	•••••	51.6	50.1	48.7	57.8
平均红细胞体积 MCV	fL	±8.0	•••••	•••••	96.4	94.3	91.9	106.6
平均红细胞血红蛋白含 量MCH	pg	±2.8	•••••	•••••	30.8	30.7	30.9	30.4
平均红细胞血红蛋白浓 度MCHC	g/dL	±3.0	•••••	•••••	32.0	32.5	33.7	28.5
红细胞分布宽度 RDW ^{*3}	%	±4.0	•••••	•••••	13.7	14.5	13.9	15.2
血小板PLT	10 ³ /μL	±70	•••••	•••••	521	513	520	523.4
平均血小板体积 MPV	fL	±4.0	•••••	•••••	6.9	7.7	7.1	9.2
稀释液			ISOTONAC·3					
溶血素			HEMOLYNAC·3		HEMOLYNAC·3N			HEMOLYNAC·310
			HEMOLYNAC·5					

注意：
请勿在血细胞分析仪上使用表单中未列到的血液质控品。

血液质控品储存温度一定要在2℃ - 8℃之间。

如果血液质控品的储存超过了温度范围，则LY%和LY的值会升高。

*1 请使用MEK-8222软件版本为02-03或以上。

*2 白细胞5分类差异的分析值用于MEK-CAL血液校准品光学校正时。

*3 RDW在MEK- 7300/-9100上显示为RDW-CV。



MEK-9100附带的手持条形码阅读器可读取以上QR码，并将分析值载入它的血液分析仪中。

“QR码”是DENSO WAVE INCORPORATED在日本和其他国家的注册商标。

 日本光电工业株式会社
日本国东京都新宿区西落合1-31-4
邮编：161-8560



MEK-5DH



268H



2026-11-05



0694-901844E