

MEK-5DL	血液学 质控品	3.0mL
---------	------------	-------

LOW 低值
ASSAY SHEET分析单

批号	MEK5D268L
有效期	05 Nov 2026
开瓶稳定期	14 DAYS

参数	单位	区间	MEK -7222 ^{*2}	MEK -8222 ^{*1+2}	MEK -7222 ^{*2}	MEK -7300 ^{*2}	MEK -8222 ^{*1+2}	MEK -9100 ^{*2+3}
			分析值	分析值	分析值	分析值	分析值	分析值
白细胞WBC	10 ³ /μL	±0.6	•••••	•••••	3.0	2.9	3.0	2.97
中性粒细胞百分比 NE%	%	±15.0	•••••	•••••	43.7	43.7	43.7	42.41
淋巴细胞百分比 LY%	%	±15.0	•••••	•••••	39.3	39.3	39.3	43.64
单核细胞百分比 MO%	%	±5.0	•••••	•••••	10.4	10.4	10.4	7.85
嗜酸性粒细胞百分比 EO%	%	±5.0	•••••	•••••	4.2	4.2	4.2	4.27
嗜碱性粒细胞百分比 BA%	%	±4.0	•••••	•••••	2.4	2.4	2.4	1.83
中性粒细胞NE	10 ³ /μL	±0.5	•••••	•••••	1.3	1.3	1.3	1.26
淋巴细胞LY	10 ³ /μL	±0.5	•••••	•••••	1.2	1.1	1.2	1.30
单核细胞MO	10 ³ /μL	±0.2	•••••	•••••	0.3	0.3	0.3	0.23
嗜酸性粒细胞EO	10 ³ /μL	±0.2	•••••	•••••	0.1	0.1	0.1	0.13
嗜碱性粒细胞BA	10 ³ /μL	±0.2	•••••	•••••	0.1	0.1	0.1	0.05
红细胞RBC	10 ⁶ /μL	±0.15	•••••	•••••	2.54	2.52	2.55	2.44
血红蛋白HGB	g/dL	±0.4	•••••	•••••	6.3	6.3	6.2	6.36
血细胞压积HCT	%	±2.0	•••••	•••••	21.1	20.3	20.0	21.8
平均红细胞体积 MCV	fL	±7.0	•••••	•••••	83.1	80.5	78.4	89.2
平均红细胞血红蛋白含 量MCH	pg	±2.4	•••••	•••••	24.8	25.0	24.3	26.1
平均红细胞血红蛋白浓 度MCHC	g/dL	±3.0	•••••	•••••	29.9	31.0	31.0	29.2
红细胞分布宽度 RDW ^{*3}	%	±4.0	•••••	•••••	15.6	17.2	15.9	16.6
血小板PLT	10 ³ /μL	±30	•••••	•••••	40	45	41	38.9
平均血小板体积 MPV	fL	±3.0	•••••	•••••	5.2	5.7	5.5	7.4
稀释液			ISOTONAC·3					
溶血素			HEMOLYNAC·3		HEMOLYNAC·3N			HEMOLYNAC·310
			HEMOLYNAC·5					HEMOLYNAC·510

注意：
请勿在血细胞分析仪上使用表单中未列到的血液质控品。

血液质控品储存温度一定要在2℃ - 8℃之间。

如果血液质控品的储存超过了温度范围，则LY%和LY的值会升高。

- *1 请使用MEK-8222软件版本为02-03或以上。
- *2 白细胞5分类差异的分析值用于MEK-CAL血液校准品光学校正时。
- *3 RDW在MEK- 7300/-9100上显示为RDW-CV。



MEK-9100附带的手持条形码阅读器可读取以上QR码，并将分析值载入它的血液分析仪中。
“QR码”是DENSO WAVE INCORPORATED在日本和其他国家的注册商标。

 日本光电工业株式会社
日本国东京都新宿区西落合1-31-4
邮编：161-8560



MEK-5DL



268L



2026-11-05



0694-901842E