

MEK-CAL
血细胞分析仪用校准品
2.0mL

ASSAY SHEET
靶值表

批号	PLUS269
有效期	5 October '26
开封有效期	7 DAYS

参数		MEK -6318	MEK -7222	MEK -8222	MEK -6318	MEK -6400 -6410 -6420	MEK -7222	MEK -7300	MEK -8222	MEK -9100	MEK -6450
		分析值	分析值	分析值	分析值	分析值	分析值	分析值	分析值	分析值	分析值
WBC	10 ³ /μL					9.0	9.2	9.1	8.9	9.30	9.0
RBC	10 ⁶ /μL					4.81	4.75	4.72	4.74	4.79	4.81
HGB	g/dL					13.9	13.8	13.8	13.7	14.04	13.9
HCT	%					41.3	42.1	40.8	39.8	46.9	41.3
MCV	fL					85.9	88.7	86.5	83.9	97.9	85.9
MCH	pg					28.9	29.1	29.2	28.9	29.3	28.9
MCHC	g/dL					33.7	32.8	33.8	34.4	29.9	33.7
PLT	10 ³ /μL					216	213	215	215	228.6	216
稀释液		ISOTONAC·3									
溶血剂		HEMOLYNAC·3			HEMOLYNAC·3N				HEMOLYNAC·310	HEMOLYNAC·3N	
		—	HEMOLYNAC·5			—	HEMOLYNAC·5			HEMOLYNAC·510	—

光学校准的理想峰值*1

参数	MEK -7222 -7300 -8222 -9100
	分析值
FS	166
FL	90
SD	105
FS THR.	100

MEK-9100 QR code *2



注意:
RBC是通过总数的四舍五入法或者保留二位小数来计算的。
*1 在调整样本类型设置界面下选择MEK-CAL模式，用MEK-CAL调节增益至最佳状态，然后输入上面提供的FS、FL和SD理想峰值。
详细情况，请参阅操作手册。
*2 MEK-9100附带的手持条形码阅读器可读取以上QR码，并将分析值载入血细胞分析仪中。

“QR Code” 是DENSO WAVE INCORPORATED在日本和其他国家的注册商标。

日本光电工业株式会社
日本国东京都新宿区西落合1-31-4
邮编 161-8560

