NIHON KOHDEN

MEK-3DH

血液学质控品

HIGH 高值

2mL ASSAY SHEET

2mL 分析单

LOT No 批号	B26YH
EXP.DATE 有效期	5-Feb-27
OPEN VIAL STABILITY 开瓶稳定期	14DAYS

参数		区间	MEK -5103 -5105 -5204 -5207	MEK -5108 -5208	MEK-6108	MEK -5108 +QA -510V -5216	MEK -6108 +QA-610V	MEK-6318	MEK-8118
			分析值	分析值	分析值	分析值	分析值	分析值	分析值
白细胞WBC	$10^3/\mu L$	±2.2	·····	·····	·····	·····	·····	·····	·····
红细胞RBC	$10^6/\mu L$	±0.25	·····	·····	·····	·····	·····	·····	·····
血红蛋白HGB	g/dL	±0.7	·····	·····	·····	·····	·····	·····	·····
血细胞压积HCT	%	±4.0	·····	·····	·····	·····	·····	·····	·····
平均红细胞体积MCV	fL	±7.0	·····	·····	·····	·····	·····	·····	·····
平均红细胞血红蛋白含量MCH	pg	±2.8	·····	·····	·····	·····	·····	·····	·····
平均红细胞血红蛋白浓度MCHC	g/dL	±3.0	·····	·····	·····	·····	·····	·····	·····
血小板PLT	$10^3/\mu L$	±70	·····	·····	·····	·····	·····	·····	·····
平均血小板体积MPV	fL	±3.0	·····	·····	·····	·····	·····	·····	·····
红细胞分布宽度RDW	%	±3.0	·····	·····	·····	·····	·····	·····	·····
淋巴细胞百分比LY%	%	±10.0	·····	·····	·····	·····	·····	·····	·····
单核细胞百分比MO%	%	±5.0	·····	·····	·····	·····	·····	·····	·····
粒细胞百分比GR%	%	±10.0	·····	·····	·····	·····	·····	·····	·····
淋巴细胞LY	$10^3/\mu L$	±1.8	·····	·····	·····	·····	·····	·····	·····
单核细胞MO	$10^3/\mu L$	±0.7	·····	·····	·····	·····	·····	·····	·····
粒细胞GR	$10^3/\mu L$	±2.0	·····	·····	·····	·····	·····	·····	·····
稀释液			ISOTONAC		ISOTONAC	ISOTONAC·3	ISOTONAC·3		
溶血素			HEMOLYNAC·2		HEMOLYNAC·3	HEMOLYNAC·2	HEMOLYNAC·3		

参数		区间	MEK-6318	MEK-6400 -6410 -6420 -6450
			分析值	分析值
白细胞WBC	$10^3/\mu L$	±2.2	·····	**21.2**
红细胞RBC	$10^6/\mu L$	±0.25	·····	**6.00**
血红蛋白HGB	g/dL	±0.7	·····	**19.2**
血细胞压积HCT	%	±4.0	·····	**55.1**
平均红细胞体积MCV	fL	±7.0	·····	**91.9**
平均红细胞血红蛋白含量MCH	pg	±2.8	·····	**32.0**
平均红细胞血红蛋白浓度MCHC	g/dL	±3.0	·····	**34.8**
血小板PLT	$10^3/\mu L$	±70	·····	**521**
平均血小板体积MPV	fL	±3.0	·····	**5.0**
红细胞分布宽度RDW	%	±3.0	·····	**16.5**
淋巴细胞百分比LY%	%	±10.0	·····	**16.3**
单核细胞百分比MO%	%	±5.0	·····	**1.7**
粒细胞百分比GR%	%	±10.0	·····	**82.0**
淋巴细胞LY	$10^3/\mu L$	±1.8	·····	**3.5**
单核细胞MO	$10^3/\mu L$	±0.7	·····	**0.4**
粒细胞GR	$10^3/\mu L$	±2.0	·····	**17.3**
稀释液			ISOTONAC·3	
溶血素			HEMOLYNAC·3N	

注意:

当用MEK-3DH做白细胞测定时，如果LY%,MO%,LY和MO值没有显示（该栏为空）。则设置白细胞灵敏度为“4”再重新测定。当测定人血标本时，一定要把白细胞灵敏度设为“5”。

*红细胞数是通过总数的四舍五入法或者保留二位小数来计算的。

NIHON KOHDEN CORPORATION日本光电工业株式会社

1-31-4 NISHIOCHIAI,SHINJUKU-KU TOKYO 161-8560 JAPAN

日本国东京都新宿区西落合1-31-4，邮编：161-8560

0694-901841F