NIHON KOHDEN

MEK-3DN

血液学质控品

NORMAL 正常值
2mL ASSAY SHEET
2mL分析单

LOT No 批号	B26YN
EXP.DATE 有效期	5-Feb-27
OPEN VIAL STABILITY 开瓶稳定期	14DAYS

参数		区间	MEK-5103 -5105 -5204 -5207	MEK -5108 -5208	MEK-6108	MEK -5108 +QA -510V -5216	MEK -6108 +QA- 610V	MEK-6318	MEK-8118	MEK-7222	MEK-8222
			分析值	分析值	分析值	分析值	分析值	分析值	分析值	分析值	分析值
白细胞WBC	$10^3/\mu L$	±0.8	·····	·····	·····	·····	·····	·····	·····	·····	·····
红细胞RBC	$10^6/\mu L$	±0.20	·····	·····	·····	·····	·····	·····	·····	·····	·····
血红蛋白HGB	g/dL	±0.5	·····	·····	·····	·····	·····	·····	·····	·····	·····
血细胞压积HCT	%	±3.0	·····	·····	·····	·····	·····	·····	·····	·····	·····
平均红细胞体积MCV	fL	±7.0	·····	·····	·····	·····	·····	·····	·····	·····	·····
平均红细胞血红蛋白含量MCH	pg	±2.4	·····	·····	·····	·····	·····	·····	·····	·····	·····
平均红细胞血红蛋白浓度MCHC	g/dL	±3.0	·····	·····	·····	·····	·····	·····	·····	·····	·····
血小板PLT	$10^3/\mu L$	±50	·····	·····	·····	·····	·····	·····	·····	·····	·····
平均血小板体积MPV	fL	±2.0	·····	·····	·····	·····	·····	·····	·····	·····	·····
红细胞分布宽度RDW	%	±3.0	·····	·····	·····	·····	·····	·····	·····	·····	·····
淋巴细胞百分比LY%	%	±10.0	·····	·····	·····	·····	·····	·····	·····	·····	·····
单核细胞百分比MO%	%	±5.0	·····	·····	·····	·····	·····	·····	·····	·····	·····
粒细胞百分比GR%	%	±10.0	·····	·····	·····	·····	·····	·····	·····	·····	·····
淋巴细胞LY	$10^3/\mu L$	±1.0	·····	·····	·····	·····	·····	·····	·····	·····	·····
单核细胞MO	$10^3/\mu L$	±0.4	·····	·····	·····	·····	·····	·····	·····	·····	·····
粒细胞GR	$10^3/\mu L$	±1.0	·····	·····	·····	·····	·····	·····	·····	·····	·····
稀释液			ISOTONAC		ISOTONAC	ISOTONAC·3	ISOTONAC·3				
溶血素			HEMOLYNAC·2		HEMOLYNAC·2	HEMOLYNAC·2	HEMOLYNAC·3				

参数		区间	MEK-6318	MEK-6400 -6410 -6420 -6450	MEK-7222	MEK-8222
			分析值	分析值	分析值	分析值
白细胞WBC	$10^3/\mu L$	±0.8	·····	**7.9**	·····	·····
红细胞RBC	$10^6/\mu L$	±0.20	·····	**4.79**	·····	·····
血红蛋白HGB	g/dL	±0.5	·····	**13.9**	·····	·····
血细胞压积HCT	%	±3.0	·····	**41.3**	·····	·····
平均红细胞体积MCV	fL	±7.0	·····	**86.2**	·····	·····
平均红细胞血红蛋白含量MCH	pg	±2.4	·····	**29.0**	·····	·····
平均红细胞血红蛋白浓度MCHC	g/dL	±3.0	·····	**33.7**	·····	·····
血小板PLT	$10^3/\mu L$	±50	·····	**245**	·····	·····
平均血小板体积MPV	fL	±2.0	·····	**5.4**	·····	·····
红细胞分布宽度RDW	%	±3.0	·····	**16.7**	·····	·····
淋巴细胞百分比LY%	%	±10.0	·····	**30.2**	·····	·····
单核细胞百分比MO%	%	±5.0	·····	**4.6**	·····	·····
粒细胞百分比GR%	%	±10.0	·····	**65.2**	·····	·····
淋巴细胞LY	$10^3/\mu L$	±1.0	·····	**2.4**	·····	·····
单核细胞MO	$10^3/\mu L$	±0.4	·····	**0.4**	·····	·····
粒细胞GR	$10^3/\mu L$	±1.0	·····	**5.1**	·····	·····
稀释液			ISOTONAC·3			
溶血素			HEMOLYNAC·3N			

注意:

当用MEK-3DN做白细胞测定时如果出现重测或F5报警时,把白细胞阈值增加1后重新测定。
然后恢复白细胞阈值到原来设定值，用于测定人血标本。
当用MEK-3DN做白细胞测定时，如果LY%,MO%,LY和MO值没有显示（该栏为空）。则设置白细胞灵敏度为“4”再重新测定。当测定人血标本时，一定要把白细胞灵敏度设为“5”。
*红细胞数是通过总数的四舍五入法或者保留二位小数来计算的。

NIHON KOHDEN CORPORATION日本光电工业株式会社
1-31-4 NISHIOCHIAI,SHINJUKU-KU TOKYO 161-8560 JAPAN
日本国东京都新宿区西落合1-31-4，邮编：161-8560

0694-901840F